



MR[®] Piccolo-Pen

MR[®] Chemie GmbH hat eine neue Applikationsmethode für die Eindringprüfung entwickelt: Der MR[®] Piccolo-Pen bietet eine Alternative zu den gängigen Methoden wie Aufsprühen oder Aufpinseln.

Der „schnelle Stift für kleine Fehler“ ist für spezifische Anwendungen gedacht und hat sich in vielen Praxistests bewährt.



Wir liefern das komplette Eindringssystem:

Penetrant rot + fluoreszierend, Penetrant fluoreszierend, Reiniger und Entwickler.

1 Set (Faltschachtel) enthält:

- | | | |
|----------|-----------------------|---|
| 1 Stift | MR [®] 68 C | Penetrant rot und fluoreszierend
(ohne AZO-Farbstoff, zugelassen nach DIN EN ISO 3452-2) |
| 1 Stift | MR [®] 685 F | Penetrant fluoreszierend
(mineralölfrei, wasser- und lösemittelentfernbar) |
| 1 Stifte | MR [®] 88 | Zwischenreiniger
(zugelassen nach DIN EN ISO 3452-2) |
| 1 Stift | MR [®] 70 | Entwickler weiß
(auf Lösemittelbasis, zugelassen nach DIN EN ISO 3452-2) |

Selbstverständlich können Sie das Set auch beliebig zusammenstellen oder einzelne Stifte beziehen.